

DANS TOUS LES LABORATOIRES.



VIH TEST

SANS FRAIS. SANS ORDONNANCE. SANS RENDEZ-VOUS.

AVEC LE SOUTIEN



**l'Assurance
Maladie**

Grand Est



“jackette®” le préservatif féminin

• avec latex •

**Le choix pour les femmes.
Une méthode contraceptive qui offre
une protection efficace
contre les I.S.T. dont le VIH/SIDA.**

*Les croquis ci-dessous précisent les gestes simples à effectuer.
Le préservatif féminin peut être placé à tout moment avant la pénétration
(avant le rapport lui-même ou juste avant la pénétration).*

- Mettez-vous dans une position confortable : couchée, assise, ou debout avec un pied posé sur une chaise.
- Ouvrez la pochette individuelle du préservatif et sortez-le avec précaution, surtout si vous portez des bijoux.
- Assurez-vous que l'anneau interne se trouve au fond du préservatif. Tenez le préservatif par cet anneau en le pressant entre le pouce et l'index ①.
- Sans le relâcher, insérez l'anneau dans le vagin et poussez-le aussi loin que possible ②.
- Placez ensuite l'index à l'intérieur du préservatif et enfoncez-le jusqu'au fond du vagin en poussant sur l'anneau interne ③.
- Lorsque le préservatif est en place, l'anneau externe doit se trouver à l'extérieur du vagin.



Pour chaque rapport, utilisez un nouveau préservatif

Comment retirer le préservatif féminin ?

S'adaptant aux parois du vagin, et non au pénis en érection, il n'est pas nécessaire de le retirer juste après le rapport.

• Pour enlever le préservatif, tournez l'anneau externe de façon à fermer complètement l'ouverture du préservatif et empêcher le sperme de s'écouler. Puis retirez doucement.

• Remettez le préservatif utilisé dans sa pochette et jetez-le à la poubelle. Ne le jetez pas dans les toilettes.

1. En cas de fuite ou de rupture du préservatif pendant l'utilisation, recherchez une assistance médicale aussi rapidement que possible, au moins dans les 48 heures

2. Le préservatif est à usage unique: utiliser un nouveau préservatif lors de chaque rapport sexuel ou chaque changement de partenaire. Sa réutilisation augmente considérablement le risque de défaillance ou d'infection.

3. Ce préservatif est en latex de caoutchouc naturel, ce qui peut provoquer des réactions allergiques, incluant un choc anaphylactique.

4. Notice révisée : 10/2021

5. Lire attentivement la notice

6. Conserver les préservatifs dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, de la chaleur et de l'ozone.

Le préservatif féminin est une méthode à laquelle il peut être un peu difficile de s'habituer au début. Comme tout ce qui est nouveau, c'est la pratique et l'habitude qui font la différence.

Au bout de 2-3 essais, il est plus facile de mettre le préservatif féminin.

Préservatif féminin lubrifié à usage unique
conforme à la norme ISO25841:2011
latex de caoutchouc naturel - couleur naturel
surface lisse - longueur >=160mm, largeur 75mm +/-2mm
Anneau intérieur en silicone et anneau extérieur
en polypropylène.

EC REP

Colliemore House,
Colliemore Road,
Dalkey,
Co Dublin,
Ireland



Shanghai HBM
Healthcares, Inc.
902-904, N°255 New,
Golden Bridge Road,
Shanghai 201216
China



0344

Phicogis Europe

14 rue de l'Industrie
67114 Eschau
Tél : 03 88 36 40 03
Fax : 03 72 27 91 63

